

Aparato de Depilación Láser IPL IDEALSKIN



Salida de aire de refrigeración

Botón de encendido / intensidad

Entrada de aire refrigerante

Ventana de flash



Intensidad / luz

Botón de Flash









1. Parámetros técnicos

Ventana de flash	Tubo de cuarzo de xenón
Fuente de luz	Luz pulsada intensa
Fuente energética	1.5-3.9 J/cm ²
Tamaño del foco	4.2cm ²
Longitud de onda	470nm ~ 1100nm
Vida útil del tubo de la lámpara	600.000 flashes
Adaptador	AC100 ~ 240V a 12V DC 3 A
Peso	210g
Tamaño	143x84x48 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	5~30°C
Rango de humedad de funcionamiento	Humedad relativa 30%

2. Introducción a la función

El aparato de depilación láser IPL IDEALSKIN está destinado a la depilación y rejuvenecimiento de la piel. Este producto se puede utilizar para el vello excesivo en varias partes del cuerpo (por ejemplo, labios, axilas, extremidades, frente, etc.). El dispositivo funciona de manera más eficaz en usuarios con el cabello negro u oscuro. No es adecuado para cabellos blancos, grises o rubios. Consulta la tarjeta de contraste de color a continuación como referencia.

Zona del cuerpo						
I	X	X	X	X	X	X
Blanco/Gris	X	X	X	X	X	X
Rojo	X	X	X	X	X	X
Marrón claro	X	X	X	X	X	X
Marrón	✓	✓	✓	✓	✓	X
Marrón oscuro	✓	✓	✓	✓	✓	X
Negro	✓	✓	✓	✓	✓	X

3. Instrucciones de uso

3.1) Use una toallita médica con alcohol para limpiar la ventana de vidrio antes de usarla.

3.2) Conecte el dispositivo a una toma de corriente que funcione. La luz indicadora blanca debe parpadear.

5.3) No aplique cosméticos como gel de agua al cabestrillo antes del uso.

Nota:

- La luz indicadora blanca estará encendida durante el proceso de inicio.
- La luz indicadora blanca parpadeará cuando esté cerca de la piel debido al sensor incorporado en la ventana del flash.
- Si el indicador de luz blanca no parpadea, acerque el dispositivo a la piel hasta que parpadee.



3.4) Haga clic en el << Botón de encendido >> para seleccionar el nivel de intensidad deseado. El aparato de depilación láser IPL IDEALSKIN tiene 5 niveles de intensidad. (1 - mínimo; 5 - máximo) como se muestra en el diagrama siguiente. Para ajustar el nivel de intensidad, presione el << Botón de encendido >> hasta alcanzar el nivel de intensidad deseado.

1 ●	1 ●	1 ●	1 ●	1 ●	1 ○
2 ○	2 ●	2 ●	2 ●	2 ●	2 ○
3 ○	3 ○	3 ●	3 ●	3 ●	3 ○
4 ○	4 ○	4 ○	4 ●	4 ●	4 ○
5 ○	5 ○	5 ○	5 ○	5 ●	5 ○
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ●
Nivel de intensidad 1	Nivel de intensidad 2	Nivel de intensidad 3	Nivel de intensidad 4	Nivel de intensidad 5	Nivel de intensidad

3.5) Mueva la ventana del flash al área objetivo hasta que la luz indicadora de encendido parpadee. Presione el << botón de lanzamiento de luz de pulso >> para parpadear una vez. Después de cada destello, la luz indicadora roja se apagará para cargar la energía. Después de 1 a 3 segundos, la luz volverá a indicar que está lista para seguir utilizándose.

Nota

- Para obtener resultados ideales, se recomienda aplicar el flash en la misma área objetivo 2-3 veces y de manera consistente en todas las áreas previstas.
- El aparato de depilación láser IPL IDEALSKIN no funciona correctamente si la luz indicadora blanca no parpadea. Si ocurre esta situación, siga los pasos a continuación:

3.6) Presione y mantenga presionado el << botón de encendido >> durante 3 segundos para apagar el aparato de depilación láser IPL IDEALSKIN.

3.7) Cuando termine de usar el aparato de depilación láser IPL IDEALSKIN limpie la ventana del flash con unatoallita médica con alcohol.

4. Proceso de gestión del cabello

Prueba antes de usar

4.1 Se recomienda encarecidamente comprobar si hay reacciones adversas realizando una prueba cutánea al menos 2 horas antes de cualquier procedimiento de depilación.

Método de prueba

- En un área pequeña de la piel (por ejemplo, en el interior de la parte superior del brazo) aplique destellos 1-2 veces de baja intensidad a alta intensidad.
- Si aparecen enrojecimiento, quemaduras, dolor punzante u otros síntomas después de 2 horas, consulte a un médico antes de volver a usar.
- Si aparece una leve molestia, baje el nivel de intensidad antes de volver a usarla, si la molestia persiste, consulte a un médico antes de seguir usando.
- * Si aparece un ligero malestar, baje el nivel de intensidad antes de volver a usarlo. Si el malestar continúa, consulte a un médico antes de seguir usando.

Pasos operativos

4.2) Limpie la ventana del flash con toallitas médicas con alcohol y afeite el área objetivo. Limpia los restos de pelo.

4.3) Inicie el dispositivo y elija el nivel de intensidad más adecuado para la depilación.

4.4) Después de usar el dispositivo, se recomienda enfriar la piel con agua helada, una toalla húmeda o un bálsamo refrescante. También se puede usar un tóner para retener la humedad de la piel.

4.5) se recomienda encarecidamente no utilizar el dispositivo varias veces en la misma área objetivo. El flasheo debe realizarse menos de dos veces seguidas en un solo lugar. El tiempo de frecuencia de funcionamiento debe reducirse cuando se utiliza el dispositivo en un nivel de alta intensidad.

Que tan seguido debo utilizarlo ?

Semana 1-4

Usa 2-3 veces por semana

Semana 5-6

Usa 2 veces por semana







Semana 7-8

Usa 1 vez por semana

Semana 8-12

Úsa 1-2 por semana de manera selectiva acorde al estado del crecimiento del vello en las áreas donde aún crezca.

4.6) Para obtener recomendaciones sobre las operaciones de nivel de intensidad para el color de la piel y partes específicas del cuerpo, consulte la tabla de comparación en la página siguiente.

Zona del cuerpo	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI
Axila	3 - 5 Nivel 3 - 4 Flashes	3 - 5 Nivel 3 - 4 Flashes	3 - 4 Nivel 2 - 3 Flashes	2 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	2 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	X
Brazo	3 - 5 Nivel 3 - 4 Flashes	2 - 4 Nivel 3 - 4 Flashes	2 - 4 Nivel 2 - 3 Flashes	1 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	1 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	X
Pierna	3 - 5 Nivel 3 - 4 Flashes	2 - 4 Nivel 3 - 4 Flashes	2 - 4 Nivel 2 - 3 Flashes	1 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	1 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	X
Cara	3 - 4 Nivel 3 - 4 Flashes	2 - 3 Nivel 3 - 4 Flashes	2 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	1 - 2 Nivel 2 - 3 Flashes	1 - 2 Nivel 2 - 3 Flashes	X
Bikini	3 - 5 Nivel 3 - 4 Flashes	3 - 5 Nivel 3 - 4 Flashes	3 - 4 Nivel 2 - 3 Flashes	2 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	2 - 3 Nivel 2 - 3 Flashes	X

5. Notas de funcionamiento del dispositivo

5.1) No destelle cerca o directamente a los ojos durante el uso.

5.2) No limpie la ventana del flash directamente con alcohol en aerosol.

5.3) No aplique cosméticos como gel de agua al cabestrillo antes del uso.

5.4) Evite los alimentos sensibles a la luz (por ejemplo, espinacas) durante la operación.

5.5) Para obtener mejores resultados, utilice los niveles de intensidad más altos. (ADVERTENCIA: NO INTENTE HASTA DESPUÉS DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES).

5.6) Los colores de piel más oscuros pueden no provocar reacciones cutáneas inmediatas. Siga el período de espera de 2 horas indicado anteriormente antes de aumentar el nivel de intensidad.

5.7) Los humectantes para la piel y el bloqueador solar se pueden usar como se indica después de usar el dispositivo.

5.8) Evite los días de rayos ultravioleta durante el uso y proteja su piel mientras está bajo el sol.

5.9) No bloquee la entrada de aire y la salida de enfriamiento, ya que esto puede afectar el proceso de enfriamiento de los dispositivos.

5.10) El cabello pegado al dispositivo puede resultar en puntos en blanco, sin embargo, esto no afecta el rendimiento del aparato de depilación láser IPL IDEALSKIN.

5.11) El uso continuado del dispositivo puede resultar en una decoloración oscura de la bombilla. Esto no interrumpirá el funcionamiento del dispositivo a menos que la bombilla no pueda funcionar.

5.12) Este producto no es resistente al agua y debe mantenerse alejado del agua.

5.13) deje de usarlo inmediatamente si el cable del enchufe está deshilachado.

5.14) No almacene el dispositivo cerca de áreas con fuertes campos magnéticos, humedad, polvo o altas temperaturas.

5.15) Manténgase fuera del alcance de los niños.

5.16) No usar junto con otros productos de depilación IPL